

Výtěr z nasopharyngu na RS virus

Imunochromatografickým testem lze z výtěru z nasopharyngu stanovit antigen respiračního syncytiálního viru (RSV), který je příčinou bronchitid a pneumonií u novorozenců a dětí do 5 let.

Zkratka:	RSV – výtěr z nasopharyngu na RSV		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.541	
Materiál:	výtěr z nasopharyngu		
Odběrová souprava:	odběr. souprava s UTM médiem + 1 sterilní odběrový tampon		
Pokyny k odběru:	Sterilním tamponem se provede výtěr z nasopharyngu, tampon se oddělí do transportního UTM média. Při odběru se nedotýkat jazyka, patrových oblouků a tonzil.		
Četnost (odezva):	negat. výsledek - 1 den pozit. výsledek - 1 den	Zpracováno:	denně
Transport:	2 hod. pokojová teplota, 24 hod. chladničková teplota		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 48 hod.	Teplota: chladničková teplota	
Vykazování pro pojišťovnu:	Výkon-kód základní: 82 117		
SOP číslo – název:			
Indikace:	Bronchitis, pneumonie		
Interpretace:	Pozitivní výsledek se ihned po dokončení vyšetření hlásí ošetřujícímu lékaři. Nízká hladina viru ve vzorku může způsobit falešně negativní reakci.		
Poznámka:	Odběrová souprava a sterilní odběrový tampón jsou k dispozici na příjmu Centrální laboratoře		